

## PhysioMem® PM 100 EKG-Report


Eintragen von Text in Kommentarfeld

Verfügbar bei Adobe Reader ab Version 11


1. PDF-Report öffnen
2. Button „Ausfüllen und Unterschreiben“ klicken



3. Auswahl „Text hinzufügen“



4. Mit Maus in Kommentarfeld klicken  
und Text schreiben  
Schriftart und Schriftgröße sind auswählbar



5. Dokument speichern – Eingetragene Texte bleiben  
beim erneuten Öffnen des Dokumentes erhalten.

